

Evolutis

CREATEUR FABRICANT

Product Sheet
CAPTIV DM[®]
Fiche Produit



Dual Mobility Acetabular Cup
Cupule à Double Mobilité

References

Cupules CAPTIV® Acetabular cups

| Description | Ø | Réf. Cat N° | Description | Ø | Réf. Cat N° |
|--|----|----------------|--|----|----------------|
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 44 | H29 DM044 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 44 | H29 DM144 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 46 | H29 DM046 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 46 | H29 DM146 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 48 | H29 DM048 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 48 | H29 DM148 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 50 | H29 DM050 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 50 | H29 DM150 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 52 | H29 DM052 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 52 | H29 DM152 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 54 | H29 DM054 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 54 | H29 DM154 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 56 | H29 DM056 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 56 | H29 DM156 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 58 | H29 DM058 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 58 | H29 DM158 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 60 | H29 DM060 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 60 | H29 DM160 |
| HA ss ciment Press-Fit / C.less HA Press-Fit | 62 | H29 DM062 | HA ss. ciment av. picots / C.less HA with spikes | 62 | H29 DM162 |

Inserts DM CAPTIV® DM Liners

| Ø de cupule Ø of cup | Description | Tête / Head 22.2 | Ø | Tête / Head Ø 28 | Description | Tête / Head Ø 28 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 44 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2245 | | | | |
| 46 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2247 | | H51 M2847 | | |
| 48 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2249 | | H51 M2849 | | |
| 50 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2251 | | H51 M2851 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2850 |
| 52 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2253 | | H51 M2853 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2852 |
| 54 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2255 | | H51 M2855 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2854 |
| 56 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2257 | | H51 M2857 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2856 |
| 58 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2259 | | H51 M2859 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2858 |
| 60 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2261 | | H51 M2861 | Insert UHMWPE/Ceramic liner | H61 M2860 |
| 62 | Insert UHMWPE PEXEL UHMWPE liner | H51 M2263 | | H51 M2863 | | |

Instrumentation CAPTIV® Instrument Set H30 9102

| Description | Quantité Quantity | Réf. Cat N° | Description | Quantité Quantity | Réf. Cat N° |
|---|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| Plateau avec couvercle / Tray with Lid | 1 | H30 9002 | Préhenseur de cotyle Ø50-51 cup impaction tip | 1 | H52 2251 |
| Corps d'impacteur / Cup impactor (body) | 1 | H52 007 | Préhenseur de cotyle Ø52-53 cup impaction tip | 1 | H52 2253 |
| Vis d'impacteur / Cup impactor (Screw) | 1 | H52 008 | Préhenseur de cotyle Ø54-55 cup impaction tip | 1 | H52 2255 |
| Tige d'orientation Ø18 Orientation axis | 1 | H03 013 | Préhenseur de cotyle Ø55-56 cup impaction tip | 1 | H52 2257 |
| Presse à insert / Liner press | 1 | H52 033 | Préhenseur de cotyle Ø57-58 cup impaction tip | 1 | H52 2259 |
| Vis de presse à insert / Liner press screw | 1 | H52 030 | Préhenseur de cotyle Ø59-60 cup impaction tip | 1 | H52 2261 |
| Centreur de tête / Femoral head centralizer | 1 | H52 031 | Préhenseur de cotyle Ø62-63 cup impaction tip | 1 | H52 2263 |
| Embout poussoir d'insert / liner pusher tip | 1 | H52 035 | Cotyle d'essai Ø44 trial cup | 1 | H03 0244 |
| Réducteur d'essai Ø22.2 trial insert adaptor | 1 | H52 2228 | Cotyle d'essai Ø46 trial cup | 1 | H03 0246 |
| Manche impacteur M10 Impaction shaft | 1 | H03 036 | Cotyle d'essai Ø48 trial cup | 1 | H03 0248 |
| Embout poussoir de cupule / Cup impaction tip | 1 | H03 037 | Cotyle d'essai Ø50 trial cup | 1 | H03 0250 |
| Sphère d'impaction / Impaction spherical tip | 1 | H62 005 | Cotyle d'essai Ø52 trial cup | 1 | H03 0252 |
| Insert d'essai Ø22/44-45 trial liner | 1 | H52 M2245 | Cotyle d'essai Ø54 trial cup | 1 | H03 0254 |
| Insert d'essai Ø28/46-47 trial liner | 1 | H52 M2847 | Cotyle d'essai Ø56 trial cup | 1 | H03 0256 |
| Insert d'essai Ø28/48-49 trial liner | 1 | H52 M2849 | Cotyle d'essai Ø58 trial cup | 1 | H03 0258 |
| Insert d'essai Ø28/50-51 trial liner | 1 | H52 M2851 | Cotyle d'essai Ø60 trial cup | 1 | H03 0260 |
| Insert d'essai Ø28/52-53 trial liner | 1 | H52 M2853 | Cotyle d'essai Ø62 trial cup | 1 | H03 0262 |
| Insert d'essai Ø28/54-55 trial liner | 1 | H52 M2855 | | | |
| Insert d'essai Ø28/56-57 trial liner | 1 | H52 M2857 | | | |
| Insert d'essai Ø28/58-59 trial liner | 1 | H52 M2859 | | | |
| Insert d'essai Ø28/60-61 trial liner | 1 | H52 M2861 | | | |
| Insert d'essai Ø28/62-63 trial liner | 1 | H52 M2863 | | | |
| Préhenseur de cotyle Ø44-45 cup impaction tip | 1 | H52 2245 | | | |
| Préhenseur de cotyle Ø46-47 cup impaction tip | 1 | H52 2247 | | | |
| Préhenseur de cotyle Ø48-49 cup impaction tip | 1 | H52 2249 | | | |

| Options | Quantité Quantity | Réf. Cat N° |
|--|----------------------|----------------|
| Manche impacteur courbe / Curved impactor | 1 | H62 009 |
| Vis pour manche courbe / Screw for curved imp. | 1 | H62 010 |
| Poignée de vissage en T / T handle for screw | 1 | H62 003 |
| Tige d'orientation Ø12 Orientation axis | 1 | H03 007 |
| Instrum. fraises à cotyle / Grater Reamer set | 1 | H03 9100 |

Mentions légales :

Les implants CAPTIV DM sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) de la hanche. Les implants CAPTIV DM sont pris en charge par l'assurance maladie. Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DM, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Cups: M30NW according ISO 5832-9 with T40 and calcium hydroxyapatite coatings
Full polyethylene liners: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 moderately crosslinked
Ceramic sandwich liners: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, Alumina Ceramic according ISO 6474
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Cupules : M30NW selon ISO 5832-9 revêtu T40 et Hydroxyapatite de Calcium
Inserts polyéthylène simple : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, modérément réticulé
Inserts céramique sandwich : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 et Céramique d'Alumine selon ISO 6474
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



www.evolutisfrance.com

Evolutis, Avenue de la Libération, 42720 Briennon, France
Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

